

Kryteria przyjęcia próbek do Pracowni Mikrobiologicznego Badania Pasz

Do badań przyjmowane są próbki pasz i wody:

- oznakowane przez zlecającego zgodnie z jego zleceniem,
- ilość opakowań jednostkowych zgodna ze zleceniem,

Opakowanie próbek przyjmowanych do badań:

- próbki do badań należy dostarczyć w opakowaniu szczelnym, czystym, suchym, bezwonny, zabezpieczającym przed zmianą właściwości,

Wielkość próbki przyjmowanej do badań:

- minimalna wielkość próbki do badań mikrobiologicznych - około 500 g lub 100 ml lub całe opakowanie jednostkowe, jednak nie mniejsze niż 100 g lub 100 ml,
- 200 ml – woda do pojenia zwierząt – badanie w kierunku wykrywania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych 5-płytkową metodą dyfuzji,

Przechowywanie próbek do rozpoczęcia badań:

- próbki pasz ze składników o małej stabilności – w temperaturze 0-8°C,
- próbki pasz ze składników stabilnych – temperatura otoczenia w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych,
- próbki wody do pojenia zwierząt – temperatura 0-8°C do 30h od pobrania lub w stanie zamrożenia - badanie w kierunku wykrywania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych 5-płytkową metodą dyfuzji,

Dokumentacja towarzysząca próbce:

- próbkom powinno towarzyszyć zlecenie wypełnione przez zleceniodawcę.